

# MASCARILLA DE 3 PLIEGUES

## DESCARTABLE



**CÓDIGO:** 201900960204

### DESCRIPCIÓN

- Mascarilla desechable de tres pliegues, brinda una cómoda e higiénica protección, para uso en sector salud o para procesos de manipulación de alimentos.
- Esta mascarilla, está diseñada para ser utilizada en ambientes clínicos, manipulación de alimentos o en cualquier otro proceso productivo que requiera una barrera de control sanitario entre el usuario y el ambiente.

### CARACTERÍSTICAS

- Tres pliegues permitiendo un ajuste universal
- Polipropileno resistente a la humedad
- Banda de ajuste elástica tipo lazo

### COMPOSICIÓN

- 70% PP fabricada en tela no tejida (capa externa/capa interna)
- 30% Tejido filtrante fundido (capa de filtro)

### ADVERTENCIA

Mantener en un lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°C. Producto descartable para un solo uso.

No reutilizar.

Talla única.

### INFORMACIÓN

- Caja Inner: 50 unidades
- Caja Master: 40 cajas

### CERTIFICACIONES

- EN 149:2011 + A1:2009
- Clase 7, 10 r
- Executive Standard: GB/T322610-2016

### GARANTÍA

Ante cualquier defecto de fabrica, usted puede comunicarse con su distribuidor o escribirnos directamente a [contacto@steelprosafety.com](mailto:contacto@steelprosafety.com). El distribuidor no será responsable de ninguna lesión o agravio que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

### MODO DE USO

Ajuste el clip de la nariz a su medida con ambas manos y de ambos lados de la nariz hasta que estén completamente en al forma del puente nasal. Abra la máscara facial, sostenga las correas de las orejas con ambas manos y deje que los clip de la nariz estén por encima de la máscara, asegúrate de que tu nariz y boca estén totalmente cubiertas.